



bei

ortholab



KNECHT TECHNISCHE FUSS-ORTHOPÄDIE

Baarerstrasse 63

6300 Zug

Tel. 041 710 53 63

Fax. 041 710 53 62

knecht@ortholab.ch

www.ortholab.ch



ist eine händefreie und bewährte Gehhilfe aus den USA. Sie befreit von den Einschränkungen herkömmlicher Krücken, bietet weiterhin eine hohe Mobilität und lässt dadurch aktiver am Leben teilnehmen – privat wie beruflich. Die Gehhilfe wird auf einfache Art am Ober- und Unterschenkel festgemacht und ist individuell einstellbar. Das Gehen mit iWALK2.0 entspricht einem annähernd normalen Bewegungsablauf und ist deshalb schnell erlernt.

Vorteile:

- Schnellere Wiederaufnahme der Arbeit
- Sicheres Treppensteigen (Hand am Geländer)
- Freie Hände für Kleinkinder
- Einfachere Benützung öffentlicher Verkehrsmittel
- Tragen von Einkaufs- und andere Taschen
- Weniger Einschränkung in der Freizeit – und beim Spielen mit Kindern
- Keine Druck- und Schmerzstellen sowie geringere Ermüdungserscheinungen



eignet sich besonders bei den folgenden Indikationen:

- Postoperative oder konservative Entlastung bei Sprunggelenksfrakturen
- Frakturen am unteren Teil des Unterschenkels, z.B. des Schienbeins oder des Wadenbeins
- Achillessehnenverletzungen
- Fussfrakturen
- Fuss-/Beinverletzungen bei gleichzeitiger Verletzung von Schultern, Armen und Händen
- generell nach Fuss-Operationen

Ausserdem müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Körpergrösse zwischen 147 und 198 cm
- Gewicht maximal 125 kg
- Beinumfang maximal 69 cm
- Knie-Beugungswinkel mindestens 90 Grad
- gutes Gleichgewicht

Kontraindikationen:

- Verletzungen des Knies und/oder des Oberschenkels
- Knienahe Brüche des Schien- oder Wadenbeins
- Beidseitige Verletzungen der Füsse
- Gleichgewichtsstörungen



Die Anpassung erfolgt individuell durch unser Fachpersonal und die Benützung wird instruiert und geschult!